

薬剤部 DI ニュース

医薬品使用に関するのアラート便

～ ダブルバッグ、トリプルバッグの隔壁開通について ～

ビーフリードの隔壁開通確認用の器具に一部不具合があり、開通されていても外れず、直接外さないといけないケースが多数報告されました。メーカーへの改善依頼を行ってはいますが、現状以下のことに改めて注意してください。(**バッグ内液が上室・下室で行き来することを目視で確認をお願いします**)

必ず隔壁開通を確認後に接続して下さい

ビーフリード

アミノトリパ



PNツイン

必ず隔壁開通と小室の開栓の確認後に接続して下さい

フルカリック